


Bioptron 2

De Bioptron 2 is ontworpen voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg en de schoonheidszorg.

De duur van elke behandeling kan makkelijk – per minuut - vooraf ingesteld worden tot maximaal 95 minuten door middel van een geïntegreerde elektronische 'soft-start/soft-stop' knop. De vorm van het apparaat maakt het mogelijk om het apparaat op verschillende manieren te positioneren zodat het elk deel van het lichaam van de patiënt behandeld kan worden.

Technische gegevens:

Behandelingsdiameter ca.	15 cm
Voltage	100-240 V~, 50/60 Hz
Energieverbruik	1.4 - 1.0 VA
Zekering	T2A/250 V
Vermogen halogeen lichtbron	90 W
Beschermingsklasse	Class I , IP 20
Type apparaat	Type B
Gewicht zonder statief	4,3 kg
Omgevingstemperaturen	
- Werking	+10°C to +40°C
- Opslag	+5°C to + 45°C
Golflengte	480 - 3400 nm
Polarisatiegraad	>95% (590 - 1550 nm)
Specifieke vermogensdichtheid	av. 40 mW/cm ²
Lichtenergie per minuut	av. 2.4 J/cm ²
CE-labe:	



Statieven

**Bioptron®2
standaard statief**



**Professioneel statief
Bioptron® 2**



- Veiligheid voor de gebruiker
- Mobiliteit
- Hoge graad van comfort voor een ontspannen behandeling
- Flexibiliteit waarbij alle delen van het lichaam bereikt kunnen worden
- Gebruiksvriendelijke opstelling en positionering