


Biopton Pro 1

De Biopton Pro 1 is ontworpen voor thuisgebruik, voor gebruik in ziekenhuizen, schoonheidsinstituten en therapeutische centra. De Biopton Pro 1 kan gebruikt worden met een functioneel vloerstatief of met een ergonomisch tafelstatief (met ondersteunende mat die gedesinfecteerd en gewassen kan worden). De hoogte van het statief kan makkelijk aangepast worden aan de gewenste positie. De optische unit van het apparaat kan 360° gedraaid worden. Behandelingssessies kunnen makkelijk gecontroleerd worden met een geïntegreerde timer. Een uitschuifbaar staafje in de optische unit garandeert de juiste behandelingsafstand (10 cm).

De behandelingsdiameter van de Biopton Pro 1 is ca. 11 cm.

Technische gegevens:

Behandelingsdiameter ca.	11 cm
Voltage	100-240 V~, 50/60 Hz
Energieverbruik	160 VA
Vermogen halogeen lichtbron	50 W
Beschermingsklasse	Class II, IP 20
Type apparaat	Type B
Gewicht	
- met tafelstatief	3.4 kg
- met vloerstatief	7.8 kg
Omgevingstemperatuur	
- Werking	+10°C to +40°C
- Opslag	+5°C to + 45°C
Golflengte	480-3400 nm
Polarisatiegraad	>95% (590-1550 nm)
Specifieke vermogensdichtheid	av. 40 mW/cm ²
Lichtenergie per minuut	av. 2.4 J/cm ²
CE label	



Biopton® Pro 1 tafelstatief



Biopton® Pro 1 vloerstatief



- Veiligheid voor de gebruiker
- Mobiliteit
- Hoge graad van comfort voor een ontspannen behandeling
- Flexibiliteit waarbij alle delen van het lichaam bereikt kunnen worden
- Gebruiksvriendelijke opstelling en positionering

